

# Testando ping com os Datacenters da Neture

Por padrão ping é bloqueado para quase todos os serviços da Neture. Para testar sua latência com a Neture, utilize o endereço: [pong.neture.com.br](https://pong.neture.com.br)

**Exemplo:** ping pong.neture.com.br

```
PING pong.neture.com.br (200.229.200.44) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from gw-theta-idc.neture.com.br (200.229.200.44): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.273 ms  
64 bytes from gw-theta-idc.neture.com.br (200.229.200.44): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.254 ms  
64 bytes from gw-theta-idc.neture.com.br (200.229.200.44): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.267 ms  
64 bytes from gw-theta-idc.neture.com.br (200.229.200.44): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.252 ms  
64 bytes from gw-theta-idc.neture.com.br (200.229.200.44): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.213 ms  
64 bytes from gw-theta-idc.neture.com.br (200.229.200.44): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.249 ms
```